

A BANDA NEUROMUSCULAR VetkinTape® 6 CM X 5 M

VetkinTape® é uma marca internacional holandesa desenvolvida pela PhysioTape International BV, e por anteriores colaboradores que trabalham na indústria da saúde animal. Esta empresa recém-formada, tem muitos anos de experiência na área de fisioterapia e na indústria da saúde animal. Juntos, desenvolveram uma banda especial baseada no princípio da Kinesioterapia para profissionais em veterinária. Desenvolver a banda **VetkinTape®** foi possível devido à colaboração de pessoal com experiência veterinária na produção interna e às instalações R&D.

VetkinTape® é porosa permitindo assim que a pele respire, evita a acumulação de humidade e ajuda a prevenir erupções cutâneas. A elasticidade da **VetkinTape®** é concebida para se ajustar a parte do corpo do cavalo, sem restrição na amplitude de movimento. A banda é acrílica e sensível ao calor para evitar a irritação da pele. A banda não provoca tensão desnecessária na pele.

Uma das teorias de base é que, influenciando a fáscia, um efeito correspondente é transmitido aos músculos e aos órgãos.

Após a aplicação, quando a pele e os músculos se contraem de volta à sua posição normal a pele formará circunvoluções ("rugas"). Quando a pele é "levantada" por esta técnica, o fluxo de sangue e fluido linfático debaixo da pele melhoram.

As principais funções da **VetkinTape®** são:

- Reduzir a inflamação e dor associada
- Reduzir o inchaço e edema
- Reeducação da memória muscular
- Apoiar ligamentos, tendões e articulações
- Evitar lesões e acelerar a recuperação
- Apoiar a reabilitação / lesão
- Aumentar a circulação e promover a cura

Existem alguns conselhos sobre a técnica de aplicação desta banda:

- Verificar sempre se a área da pele para aplicação está limpa, seca e sem gordura.
- Retirar a banda do papel é mais fácil se mantiver a parte da banda de algodão a cortar de frente para si e colocar a ponta do dedo na borda superior. É também possível rasgar o papel em primeiro lugar (para algumas técnicas é aconselhável).
- A base e a âncora da banda deverão ser sempre aplicadas sem estiramento.
- As bases e âncoras deverão ser sempre cortadas de forma arredondada, para que a aplicação da banda permaneça mais tempo na pele.
- Verificar que não existem pregas na banda ou na pele sob a banda, pois poderá causar bolhas.
- Quando a banda for aplicada, esfregar um pouco por cima para uma ótima aderência.
- Quanto mais aquecido estiver o tecido da banda mais ela adere, assim, tenha especial atenção à aplicação de calor nas áreas da pele em que a banda foi aplicada.
- A banda deve ser removida cuidadosamente, de preferência, ensopar a mesma com água, esticar a pele e enrolar a banda de cima para baixo.
- Quando a banda é removida descuidadamente a pele pode ficar irritada.
- A banda só deverá ser aplicada no sentido longitudinal.

Advertência:

Evite armazenar **VetkinTape®** a alta temperatura e a sua exposição à luz solar direta. Não coloque a banda sobre ou perto de radiadores ou qualquer fonte de calor direto.

Manter fora do alcance das crianças.

Este produto é apenas para profissionais de saúde em veterinária, e tem a marca TUV (Certificado de Qualidade do Produto).

VetkinTape® é à prova de água e está disponível em quatro cores:

Produto	Descrição	Unidade	Caixa Expositor
Vetkin-Tape® Azul	Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m	1 Rolo	10 Rolos
Vetkin-Tape® Laranja	Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m	1 Rolo	10 Rolos
Vetkin-Tape® Preto	Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m	1 Rolo	10 Rolos



Para efetuar a sua encomenda: ANEID Produtos Farmacêuticos, Lda.

Rua José Florindo, Quinta da Pedra, Lote 44 D, R/C, 2750 401 Cascais

Portugal - Tel. +351 21 484 96 20 / Fax: +351 21 484 96 29

Email: info@aneid.pt / www.aneid.pt